

Pediatric Kolébka Kit pro systémy GE CT

Návod k použití



Důležité informace

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE CT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE CT -järjestelmiä varten

mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no - E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Výrobce:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Neobsahuje
Latex přírodního
kaučuku



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta




VAROVÁNÍ:

Tento prostředek vás může vystavit chemikáliím, které podle státu Kalifornie mohou poškodit reprodukční schopnosti. Další informace naleznete na webu www.P65Warnings.ca.gov.

1-metyl-2-pyrroldon (NMP) číslo CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Součásti



Položka	Číslo dílu	Popis
1	28024	E8003SA CT dětská hlavová vycpávka, malá
2	28025	E8003SB CT dětská hlavová vycpávka, střední
3	28026	E8003SC CT dětská hlavová vycpávka, velká
4	20603	E8003DG pěnový blok
5	28060	E8005BD podložka, rozšíření
6	23802	E8005AG tělový popruh dětské kolébky, široký
7	28057	E8005AJ podložka dětské kolébky
8	28058	E8005AH tělový popruh dětské kolébky, úzký
9	26940	E8005BA pásy na zápěstí dětské kolébky
10	23531	E8002BB popruhy na hlavu dětské kolébky
11	21540	E8005AK kolébka dětské kolébky

Poznámka: Veškeré vážné nehody související s použitím tohoto zařízení je nutné hlásit výrobci a zdravotnickému úřadu / kompetentnímu úřadu v místě, kde se prostředek používá.




Varování! Deska na přesun pacienta musí být stabilní, než pacienta naložíte, aby se předešlo pádu pacienta.



Varování! Než započnete přesun, pacient musí být ke kolébce náležitě připevněn a kolébka musí být připevněna ke stolu popruhy, aby se předešlo pádu pacienta.

Držení těla






 **Varování!** Neumísťujte část těla, kterou si přejete skenovat, přes spoje.





Kolébka by se měla nacházet přibližně 30 cm (12 palců) od konce stolu, aby nedocházelo ke křížení s nastavovací lištou.







Čištění a dezinfekce

Očistěte nečistoty a vydezinfikujte podle pokynů výrobce / podle místního postupu s pomocí následujících přípravků:

- Běžné domácí bělidlo – zředěné 10:1 (minimální doba dezinfekce 5 minut)
- Sani-Cloth® Bleach Wipes (ubrousky s obsahem bělidla) značky PDI
- Bleach Germicidal Wipes (germicidní ubrousky s obsahem bělidla) značky Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray (germicidní čisticí sprej s obsahem bělidla) značky Clorox Healthcare®
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes (dezinfekční ubrousky s obsahem peroxidu vodíku) značky Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi Surface Cleaner With Bleach (čistidlo na různé povrchy s obsahem bělidla)
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution (germicidní bělidlo) značky Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes (germicidní ubrousky s obsahem bělidla) značky Medline



Varování! Zdravotnické prostředky a produkty VŽDY oplachujte čistou vodou, abyste odstranili veškeré zbytky čisticích/dezinfekčních prostředků. Pokud tak neučiníte, může to vést ke zranění pacienta.