


Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

Brugsanvisning



Vigtig information

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиціонер для систем GE CT

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT

DOMICO
Med-Device

REF

28023



Fremstillet af:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ikke fremstillet
med
Naturlig
gummilatex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



ADVARSEL:

Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, som er kendt af staten Californien for at forårsage reproduktionsskade. For mere information, gå til www.P65Warnings.ca.gov.1-methyl-2-pyrroildone (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponenter



Vare	Varenummer	Beskrivelse
1	28024	E8003SA CT Hovedpude til børn - Lille
2	28025	E8003SB CT Hovedpude til børn - Medium
3	28026	E8003SC CT Hovedpude til børn - Stor
4	20603	E8003DG Skumblok
5	28060	E8005BD Pude, forlænger
6	23802	E8005AG Positioneringsenhed til børn Kropsrem, bred
7	28057	E8005AJ Positioneringspude til børn
8	28058	E8005AH Positioneringskropsrem til børn- Smal
9	26940	E8005BA Positionerings håndledsremme til børn
10	23531	E8002BB Positionerings hovedstropper til børn
11	21540	E8005AK Positionerings vugge til børn

Bemærk: Enhver alvorlig hændelse relateret til brugen af denne enhed skal rapporteres til producenten og sundhedsmyndigheden/den myndighed, hvor enheden er installeret.




Advarsel! Patientbriksen skal være stabil inden patienten stiger op, så man undgår, at patienten falder ned.



Advarsel! Inden proceduren påbegyndes, skal patienten fastgøres korrekt. Positioneringsenheden skal fastgøres til bordet med stropperne for, at forhindre patienten i at falde ned.

Opsætning






 **Advarsel!** Sørg for at patientens krop ligger inde for de angivne felter






Positioneringsenheden skal være ca. ~ 12in eller ~ 30,5cm fra enden af bordet, så der ikke er nogen interferens fra bordforlænger låsen.







Rengøring og desinfektion

Rengør ved at fjerne snavs og desinficer i henhold til producentens instruktioner/i henhold til lokale rengøringsmetoder for miljøet via:

- Almindeligt husholdningsblegemiddel - fortyndet 10:1 (mindst 5 minutters desinfektionstid)
- Sani-Cloth® bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra PDI
- Bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra Clorox Healthcare®
- Bakteriedræbende rengøringspray med blegemiddel fra Clorox Healthcare®
- Rengøringsservietter med hydrogenperoxid fra Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi overfladerenser med blegemiddel
- Micro-Kill Bleach bakteriedræbende blegemiddelopløsning fra Medline
- Micro-Kill Bleach bakteriedræbende servietter med blegemiddel fra Medline



Advarsel! Skyl ALTID produkterne med rent vand, så du får fjernet rester fra rengørings/desinfektionsopløsningen. Manglende overholdelse kan medføre patientskade.