


Child Positioner voor GE CT Systemen

Instructies voor het gebruik



Important Information

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr- E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Vervaardigd door:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Niet gemaakt met
Natuurlijk rubber
latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



WARNING:

Dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze schade kunnen toebrengen aan de voortplanting. Voor meer informatie, ga naar www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Onderdelen



Onderdeel	Onderdeelnummer	Beschrijving
1	28024	E8003SA CT hoofdkussen voor kinderen - klein
2	28025	E8003SB CT hoofdkussen voor kinderen - Medium
3	28026	E8003SC CT hoofdkussen voor kinderen - Groot
4	20603	E8003DG Schuimblok
5	28060	E8005BD Uitbreidingskussen
6	23802	E8005AG Child positioner Lichaamsband, breed
7	28057	E8005AJ Child Positioner kussen
8	28058	E8005AH Child positioner Lichaamsband, smal
9	26940	E8005BA Polsbanden voor Child positioner
10	23531	E8002BB Child Positioner Hoofdriemen
11	21540	E8005AK Child Positioner houder voor het hoofd

Opmerking: Elk ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de gezondheidsautoriteit/bevoegde instantie waar het hulpmiddel is geïnstalleerd.




Waarschuwing! De brancard moet stabiel zijn voordat de patiënt geladen wordt, om te voorkomen dat de patiënt valt.



Waarschuwing! Vóór het begin van de procedure moet de patiënt op de juiste wijze in de positioner worden vastgezet en moet de positioner met riemen aan de tafel worden vastgemaakt om te voorkomen dat de patiënt valt.


Instellen






Waarschuwing! Plaats de anatomie van belang niet over de verbindingen.



De positioner moet ongeveer ~12in of ~30,5cm van het uiteinde van de tafel staan, zodat er geen interferentie is met de vergrendeling van de tafelverlenger.







Reiniging en desinfectie

Reinig door het vuil te verwijderen en desinfecteer volgens de instructies van de fabrikant/volgens de plaatselijke milieuvriendelijke reinigingspraktijken door gebruik te maken van:

- Gewoon huishoudbleekmiddel - verdund 10:1 (Minimale desinfectietijd 5 minuten)
- Sani-Cloth® Bleekdoekjes van PDI
- Bleach Germicidal doekjes van Clorox Healthcare®
- Bleach Germicidal Cleaner Spray van Clorox Healthcare
- Waterstofperoxide Reinigingsdoekjes van Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi-oppervlakte reiniger met bleekmiddel
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution van Medline
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes van Medline



Waarschuwing! Spoel de producten ALTIJD met helder water om eventuele resten van de reinigings-/desinfectievloeistof te verwijderen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel bij de patiënt.