


Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

Kasutusjuhend



et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジションナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr- E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Tootja:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430, USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Not Made With
Natural Rubber
Latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



HOIATUS!

Selle toote korral võite kokku puutuda kemikaalidega, mis California osariigile teadaolevalt kahjustab paljunemisvõimet. Lisateavet vaadake aadressilt www.P65Warnings.ca.gov. 1-metüül-2-pürrolidoon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponendid



Nr	Osa number	Kirjeldus
1	28024	E8003SA KT Lapse väike peapadi
2	28025	E8003SB KT Lapse keskmine peapadi
3	28026	E8003SC KT Lapse suur peapadi
4	20603	E8003DG Vahtplokk
5	28060	E8005BD Pikenduspolster
6	23802	E8005AG Lapse positsioneerija lai keharihmed
7	28057	E8005AJ Lapse positsioneerija polster
8	28058	E8005AH Lapse positsioneerija kitsas keharihmed
9	26940	E8005BA Lapse positsioneerija randmerihmed
10	23531	E8002BB Lapse positsioneerija pearihmed
11	21540	E8005AK Lapse positsioneerija peatugi

Märkus. Kõigist seadme kasutamisega seotud tõsistest juhtumitest tuleb tootjat ja seadme kasutuskohas asjakohast tervishoiuasutust / pädevat asutust teavitada.




Hoiatus! Patsiendi laud tuleb enne patsiendi pealeminekut/-panekut stabiilsesse asendisse seada, et vältida patsiendi kukkumist.



Hoiatus! Enne protseduuri alustamist peab patsient olema nõuetekohaselt positsioneerijasse kinnitatud ja positsioneerija rihmadega laua külge kinnitatud, et vältida patsiendi kukkumist.

Seadistamine






 **Hoiatus!** Ära paigutage uuritavat kehaosa liitumiskohtadele.






Positsioneerija peab asuma laua otsast umbes 30,5 cm kaugusel, et lauapikenduse kinnitus uuringut ei takistaks.







Puhastamine ja desinfitseerimine

Eemaldage saaste ja desinfitseerige tootja juhiste / kohaliku asutuse keskkonnapuhastusmeetodite kohaselt, kasutades järgmisi vahendeid.

- Tavaline majapidamises kasutatav valgendi – lahjendatud vahekorras 10 : 1 (minimaalne desinfitseerimisaeg 5 minutit)
- PDI desinfitseerimislapid Sani-Cloth® Bleach Wipes
- Clorox Healthcare®-i bakteritsiidsed desinfitseerimislapid Bleach Germicidal Wipes
- Clorox Healthcare®-i bakteritsiidne desinfitseeriv puhastussprei Bleach Germicidal Cleaner Spray
- Clorox Healthcare®-i vesinikperoksiidiga puhastus-/desinfitseerimislapid Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes
- Desinfitseeriv pindade üldpuhastusvahend Clorox® Multi Surface Cleaner + Bleach
- Medline'i bakteritsiidne desinfitseerimislahus Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution
- Medline'i bakteritsiidsed desinfitseerimislapid Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes



Hoiatus! Loputage tooteid ALATI puhta veega, et eemaldada kõik puhastus-/desinfitseerimisvahendite jäägid. Muidu esineb patsiendi vigastusohu.