


Lasten asetin GE TT-järjestelmiä varten

Käyttöohjeet



Tärkeää tietoa

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Valmistaja:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ei valmistettu
luonnonkumilateksista




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



VAROITUS:

Tämä tuote voi altistaa käyttäjän kemikaaleille, joiden tiedetään Kalifornian osavaltiossa aiheuttavan lisääntymisvaurioita. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov. 1-metyyli-2-pyrroildoni (NMP) CAS: 872-50-4, EY: 212-828-1

Komponentit



Tuote	Osa numero	Kuvaus
1	28024	E8003SA TT Lasten päätyyny – pieni
2	28025	E8003SB TT Lasten päätyyny – keskikokoinen
3	28026	E8003SC TT Lasten päätyyny – suuri
4	20603	E8003DG Vaahtomuovikappale
5	28060	E8005BD Tyyny, jatke
6	23802	E8005AG Lasten asettimen vartalohihna, leveä
7	28057	E8005AJ Lasten asettimen tyyny
8	28058	E8005AH Lasten asettimen vartalohihna, kapea
9	26940	E8005BA Lasten asettimen rannehihnat
10	23531	E8002BB Lapsen asettimen päähihnat
11	21540	E8005AK Lasten asetinteline

Huomaa: Kaikista laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja terveysviranomaiselle sekä toimivaltaiselle viranomaiselle maassa, jossa laite on asennettu.



Varoitus! Potilaspöydän on oltava vakaa ennen potilaan asettamista potilaan putoamisen estämiseksi.



Varoitus! Ennen toimenpiteen aloittamista potilas on kiinnitettävä asianmukaisesti asettimeen ja asetin on kiinnitettävä pöydälle hihnoilla potilaan putoamisen estämiseksi.

Asetus






 **Varoitus!** Älä sijoita mielenkiintoista anatomiaa liitekohtien päälle.






Asettimen tulisi olla noin ~ 12 tuumaa tai ~ 30,5 cm pöydän päästä, jotta pöydän jatkeen salpa ei häiritse.







Puhdistus ja desinfiointi

Puhdista poistamalla lika ja desinfioi valmistajan ohjeiden mukaan tai paikallisten ympäristöpuhdistuskäytäntöjen mukaisesti käyttäen:

- Yleistä kotitalouksien valkaisuainetta – laimennettu 10:1 (Vähintään 5 minuutin desinfiointiaika)
- Sani-Cloth® valkaisupyyhkeet PDI:ltä
- Bleach Germicidal Wipes Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Bleach Germicidal Cleaner Spray Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes Clorox Healthcare® -yhtiöltä
- Clorox® -monipintapuhdistusaine, jossa on valkaisuainetta
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution Medline-yhtiöltä
- Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes Medline-yhtiöltä



Varoitus! Huuhtelee tuotteet AINA puhtaalla vedellä jäänteiden poistamiseksi puhdistus- tai desinfiointiliuoksesta. Jos näin ei tehdä, potilas voi loukkaantua.