

Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

Mode d'emploi



Informations importantes

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de G

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no - E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Fabriqué par :
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 États-Unis
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



latex de
caoutchouc
naturel




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malte



ATTENTION :

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour causer des troubles de l'appareil reproducteur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov. 1-méthyl-2-pyrroldione (NMP) CAS : 872-50-4, CE : 212-828-1

Composants



Article	Numéro de pièce	Description
1	28024	E8003SA CT Coussin de tête pour enfant, petit
2	28025	E8003SB CT Coussin de tête pour enfant, moyen
3	28026	E8003SC CT Coussin de tête pour enfant, grand
4	20603	E8003DG Blocs en mousse
5	28060	E8005BD Coussinet d'extension
6	23802	E8005AG Sangle de corps du positionneur pour enfant, large
7	28057	E8005AJ Coussinet du positionneur pour enfant
8	28058	E8005AH Sangle de corps du positionneur pour enfant, étroite
9	26940	E8005BA Sangles de poignet du positionneur pour enfant
10	23531	E8002BB Sangles de tête du positionneur pour enfant
11	21540	E8005AK Nacelle du positionneur pour enfant

Remarque : Tout incident grave relatif à l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités sanitaires compétentes de l'endroit où le dispositif est installé.




Attention ! La nacelle du patient doit être stable avant de charger ce dernier afin d'éviter toute chute du patient.



Attention ! Avant de démarrer la procédure, le patient doit être correctement attaché sur le positionneur, et le positionneur doit être fixé à la table à l'aide des sangles pour éviter toute chute du patient.


Configuration






Attention ! Ne placez pas la partie de l'anatomie concernée à une jonction.



Le positionneur doit se trouver à environ 30,5 cm, ou 12 po, de l'extrémité de la table, afin qu'aucune interférence ne soit causée par le verrou de l'extension de la table.







Nettoyage et désinfection

Nettoyez le dispositif en éliminant les impuretés et désinfectez-le en suivant les instructions du fabricant et les pratiques environnementales de votre établissement à l'aide des produits suivants :

- Eau de Javel commune – diluée à 10:1 (temps de désinfection de 5 minutes minimum)
- Lingettes à l'eau de Javel Sani-Cloth® de PDI
- Lingettes à l'eau de Javel germicide de Clorox Healthcare®
- Spray nettoyant à l'eau de Javel germicide de Clorox Healthcare®
- Lingettes nettoyantes et désinfectantes au peroxyde d'hydrogène de Clorox Healthcare®
- Nettoyant multisurfaces avec eau de Javel Clorox®
- Solution à l'eau de Javel germicide Micro-Kill de Medline
- Lingettes à l'eau de Javel germicide Micro-Kill de Medline



Attention ! Rincez TOUJOURS les produits à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de solution nettoyante ou désinfectante. Dans le cas contraire, le patient risque d'être blessé.