


Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

Használati útmutató



Fontos tájékoztatás

hu - E8003S Gyermekeket rögzítő szett GE CT rendszerekhez

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジションナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE CT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE CT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



 **Gyártja:**
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com


DomicoMed.com/eifu




Gyártásához+
Természetes
gumi latexet



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



FIGYELEM A termék olyan vegyi anyagoknak teheti ki a felhasználót, amely károsítja a reprodukzív rendszert.
További információt itt talál: www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirroldon (NMP) CAS: 872-50-4,
EC: 212-828-1


28023-303-000 Gyermekeket rögzítő szett GE CT rendszerekhez

Használati útmutató

Kiadás dátuma: 07JUL2021

2 / 8 oldal

Komponensek



Tétel	Alkatrész szám	Leírás
1	28024	E8003SA CT Gyermek fejpárna - kicsi
2	28025	E8003SB CT Gyermek fejpárna - közepes
3	28026	E8003SC CT Gyermek fejpárna - nagy
4	20603	E8003DG Habszivacs kocka
5	28060	E8005BD Lap, toldás
6	23802	E8005AG Gyermek teströgzítő pánt, széles
7	28057	E8005AJ Gyermek teströgzítő lap
8	28058	E8005AH Gyermek teströgzítő pánt - keskeny
9	26940	E8005BA Gyermek teströgzítő csukló pántok
10	23531	E8002BB Gyermek teströgzítő fejpánt
11	21540	E8005AK Child Positioner Cradle

Megjegyzés: Az eszköz használatával kapcsolatos bármely komoly balesetet jelenteni kell a gyártónak és az eszköz használati helye szerint illetékes egészségügyi hatóságnak vagy más illetékes hatóságnak.



Figyelem! A beteg leesésének megelőzése érdekében a beteg rögzítődeszkáját gondosan rögzíteni kell a beteg ráfektetése előtt.



Figyelem! Az eljárás megkezdése előtt a beteget megfelelően rögzíteni kell a rögzítő szetthez, a rögzítő szettet pedig pántokkal az asztalhoz kell erősíteni a beteg leesésének megelőzése érdekében.


Beállítás






Figyelem! A vizsgálandó testrészt ne helyezze az elemek csatlakozó peremei fölé.



A teströgzítő szettet az asztal szélétől kb. 12 hüvelykkel, azaz kb. 30.5 cm-rel kell elhelyezni, hogy az asztal toldóeleme ne okozzon interferenciát.







Tisztítás és fertőtlenítés

A szennyeződés eltávolítása és a fertőtlenítés a gyártó útmutatója, illetve helyi létesítményi környezeti tisztítási gyakorlat szerint kell, hogy történjen az alábbiak használatával:

- Szokványos háztartási fertőtlenítő (hipó) 10:1 arányban hígítva (legalább 5 perc hatásidő)
- PDI által előállított Sani-Cloth® fertőtlenítő kendők
- A Clorox Healthcare® által előállított fertőtlenítő csíráatlanító kendő
- A Clorox Healthcare® által előállított fertőtlenítő csíráatlanító tisztító spray
- Clorox Healthcare® által előállított hidrogén peroxidos fertőtlenítő tisztító/fertőtlenítő kendő
- Clorox® széles spektrumú, fertőtlenítő hatású felszíntisztító
- A Medline által előállított Micro-kill fertőtlenítő csíráatlanító oldat (hipó)
- A Medline által előállított Micro-kill fertőtlenítő csíráatlanító törölkendő (hipó)



Figyelem! MINDIG öblítse le a termékeket tiszta vízzel, hogy ezzel eltávolítsa a tisztító/fertőtlenítő oldat esetleges maradékait. Ennek elmulasztása a beteg egészségkárosodását eredményezheti.