


Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms Naudojimo instrukcijos



Svarbi informacija

It - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
no – E8003S Barneposisjonør for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr- E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамас
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Gamintojas:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 JAV
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Gamybai
nenaudojamas
natūralaus
kaučiuko
lateksas



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



ĮSPĖJIMAS


Naudojant šį gaminį galima patirti cheminių medžiagų, kurios Kalifornijos valstijoje laikomos kenksmingomis reprodukcijai, poveikį. Daugiau informacijos rasite www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirolidonas (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

28023-303-000 vaiko padėties nustatymo įtaiso, skirto „GE“ KT, naudojimo instrukcijos

Išleidimo data: 07JUL2021

2 psl. iš 8

Komponentai



Elementas	Dalies numeris	Aprašas
1	28024	E8003SA KT vaikiška galvos pagalvė (maža)
2	28025	E8003SB KT vaikiška galvos pagalvė (vidutinio dydžio)
3	28026	E8003SC KT vaikiška galvos pagalvė (didelė)
4	20603	E8003DG putplasčio blokas
5	28060	E8005BD čiužinys (ilginamoji dalis)
6	23802	E8005AG vaiko padėties nustatymo diržas, skirtas kūnui (platus)
7	28057	E8005AJ vaiko padėties nustatymo įtaiso čiužinys
8	28058	E8005AH vaiko padėties nustatymo diržas, skirtas kūnui (siauras)
9	26940	E8005BA vaiko padėties nustatymo diržai, skirti riešams
10	23531	E8002BB vaiko padėties nustatymo diržai, skirti galvai
11	21540	E8005AK vaiko padėties nustatymo įtaiso lopšys

Pastaba. Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su priemonės naudojimu, reikia pranešti gamintojui ir sveikatos priežiūros institucijai arba kompetentingai institucijai toje šalyje, kurioje priemonė naudojama.



Įspėjimas! Kad pacientas nenukristų, prieš jį užkeliant plokštė turi būti stabili.



Įspėjimas! Prieš pradedant procedūrą, pacientas turi būti tinkamai pritvirtintas prie padėties nustatymo įtaiso, o padėties nustatymo įtaisai turi būti pritvirtinti prie stalo diržais, kad pacientas nenukristų.


Uždėjimas






Įspėjimas! Dominanti anatominė sritis negali būti virš jungčių.



Padėties nustatymo įtaisas turi būti maždaug 30,5 cm arba 12 col. atstumu nuo stalo galo, kad netrukdytų stalo ilginamosios dalies fiksatorius.







Valymas ir dezinfekavimas

Valydami pašalinkite nešvarumus ir dezinfekuokite pagal gamintojo instrukcijas arba vietinės įstaigos taikomą aplinkos valymo praktiką, naudodami:

- įprastą buitinį baliklį, atskiestą santykiu 10:1 (dezinfekuokite ne trumpiau kaip 5 min.);
- „Sani-Cloth®“ baliklio šluostes, kurias gamina PDI;
- baktericidines baliklio šluostes, kurias gamina „Clorox Healthcare®“;
- baliklio purškiamąjį baktericidinį valiklį, kurį gamina „Clorox Healthcare®“;
- dezinfekuojamąsias vandenilio peroksido šluostes, kurias gamina „Clorox Healthcare®“;
- „Clorox®“ baliklio universalųjį paviršių valiklį;
- „Micro-Kill“ baktericidinį baliklio tirpalą, kurį gamina „Medline“;
- „Micro-Kill“ baliklio baktericidines šluostes, kurias gamina „Medline“.



Įspėjimas! Gaminius VISADA nuplaukite švariu vandeniu, kad pašalintumėte valomojo arba dezinfekuojamojo tirpalo likučius. To nepadarius pacientas gali būti sužalotas.