


Pozycjoner pediatriczny do systemów TK firmy GE

Instrukcja użytkowania



Ważne informacje

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Producent:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Do produkcji nie
używano
lateksu z kuczuku
naturalnego




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić pacjenta na kontakt z substancjami chemicznymi uznawanymi przez Stan Kalifornia za powodujące zaburzenia rozrodcze. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę www.P65Warnings.ca.gov. 1-metylo-2-pirolidon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Elementy



Pozycja	Numer katalogowy	Opis
1	28024	E8003SA Poduszka pod głowę dziecka do TK – mała
2	28025	E8003SB Poduszka pod głowę dziecka do TK – średnia
3	28026	E8003SC Poduszka pod głowę dziecka do TK – duża
4	20603	E8003DG Blok piankowy
5	28060	E8005BD Podkładka, przedłużenie
6	23802	E8005AG Pas do ciała do pozycjonera pediatrycznego, szeroki
7	28057	E8005AJ Podkładka pozycjonera pediatrycznego
8	28058	E8005AH Pas do ciała do pozycjonera pediatrycznego, wąski
9	26940	E8005BA Opaski na nadgarstek do pozycjonera pediatrycznego
10	23531	E8002BB Pasy na głowę do pozycjonera pediatrycznego
11	21540	E8005AK Łóże do pozycjonera pediatrycznego

Uwaga: Wszelkie poważne zdarzenia związane z korzystaniem z tego urządzenia należy zgłaszać zarówno producentowi, jak i organowi ds. zdrowia/właściwemu organowi kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane.




Ostrzeżenie! Przed umieszczeniem pacjenta należy zadbać o stabilność blatu pacjenta, aby zapobiec jego upadkowi.



Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem procedury pacjent musi być odpowiednio zabezpieczony w pozycjonerze oraz pozycjoner musi być przymocowany do stołu za pomocą pasów, aby zapobiec upadkowi pacjenta.


Konfiguracja






Ostrzeżenie! Nie umieszczaj anatomii będącej przedmiotem zainteresowania nad połączeniami.



Pozycjoner powinien znajdować się około ~30,5 cm lub ~12 cali od końca stołu, aby zatrząsk przedłużenia stołu nie powodował zakłóceń.







Czyszczenie i dezynfekcja

Urządzenie należy czyścić poprzez usunięcie zabrudzeń oraz zdezynfekować zgodnie z instrukcją producenta/obowiązującą w placówce praktyką czyszczenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska z użyciem następujących środków:

- Zwykły środek wybielający do użytku domowego – w rozcieńczeniu 10:1 (minimalny czas dezynfekcji 5 minut)
- Chusteczki dezynfekcyjne Sani-Cloth® firmy PDI
- Chusteczki bakteriobójcze nasączone środkiem na bazie wybielacza firmy Clorox Healthcare®
- Bakteriobójczy środek do czyszczenia na bazie wybielacza w sprayu firmy Clorox Healthcare®
- Chusteczki dezynfekujące z nadtlenkiem wodoru firmy Clorox Healthcare®
- Środek czyszczący do wielu powierzchni na bazie wybielacza Clorox®
- Bakteriobójczy środek bakteriobójczy na bazie wybielacza Micro-Kill firmy Medline
- Bakteriobójcze chusteczki nasączone środkiem na bazie wybielacza Micro-Kill firmy Medline



Ostrzeżenie! Dezynfekowane produkty należy W KAŻDYM PRZYPADKU spłukiwać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości roztworu czyszczącego/dezynfekującego. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować urazami pacjenta.