


posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE Instruções de utilização



Informações importantes

pt- E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
ro - E8003S Poziție pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr- E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Fabricado por:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 EUA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Não fabricado
com
Látex de
borracha
natural Latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



ADVERTÊNCIA:

Este produto pode expô-lo a produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de danos reprodutivos. Para obter mais informações, visite www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirrolidona (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Componentes



Item	Ref.	Descrição
1	28024	E8003SA Almofada para cabeça de criança para sistemas de TC - Tamanho pequeno
2	28025	E8003SB Almofada para cabeça de criança para sistemas de TC - Tamanho médio
3	28026	E8003SC Almofada para cabeça de criança para sistemas de TC - Tamanho grande
4	20603	E8003DG Bloco de espuma
5	28060	E8005BD Almofada, extensão
6	23802	E8005AG Cinta de posicionamento para crianças, tamanho largo
7	28057	E8005AJ Almofada para posicionamento da criança
8	28058	E8005AH Cinta de posicionamento para crianças, tamanho estreito
9	26940	E8005BA Fitas de posicionamento para o pulso
10	23531	E8002BB Fitas de posicionamento da cabeça
11	21540	E8005AK Suporte para posicionamento da criança

Observação: Qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade de saúde/autoridade competente do país onde o dispositivo está instalado.



Advertência! A estrutura onde o paciente irá colocar-se deve estar estável antes de o paciente se colocar sobre ela, para evitar quedas.



Advertência! Antes de iniciar o procedimento, o paciente deve ser preso adequadamente no sistema posicionador, e o posicionador deve ser fixado à mesa com cintas para evitar a queda do paciente.


Configuração






Advertência! Não posicionar a anatomia de interesse sobre as juntas.



O sistema posicionador deve estar a cerca de ~30,5 cm (ou ~12 pol.) da extremidade da mesa para que não haja interferência do trinco extensor da mesa.







Limpeza e desinfecção

Para limpar, remova a sujeira. Para desinfetar, siga as instruções do fabricante e as práticas de limpeza ambientais das instalações locais:

- Lixívia comum doméstica - diluída 10:1 (tempo mínimo de desinfecção de 5 minutos)
- Toalhas com Lixívia Sani-Cloth® da PDI
- Toalhas Germicidas com Lixívia da Clorox Healthcare®
- Spray Germicida com Lixívia da Clorox Healthcare®
- Toalhas Desinfetantes com Peróxido de Hidrogénio da Clorox Healthcare®
- Spray Multisuperfícies Clorox® com Lixívia
- Solução Germicida com Lixívia Micro-Kill da Medline
- Toalhas Germicidas com Lixívia Micro-Kill da Medline



Advertência! Lave SEMPRE os produtos com água limpa para remover qualquer resíduo da solução de limpeza/desinfecção. Se não o fizer, pode causar lesões/danos ao paciente.