

Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

Instrucțiuni de utilizare



Informații importante

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

en - E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el - E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga - E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no - E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk - E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi - E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Producător:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 SUA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nu este realizat
cu
latex din cauciuc
natural



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



AVERTISMENT:


Produsul vă poate expune la substanțe chimice cunoscute în statul California ca a afecta reproducerea. Pentru mai multe informații, accesați www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirolidonă (NMP) CAS: 872-50-4, CE: 212-828-1

28023-303-000 Kit Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT Instrucțiuni de utilizare

Data emiterii: 07JUL2021

Pagina 2 din 7

Componente



Articol	Număr componentă	Descriere
1	28024	E8003SA Pernuță cap CT pentru copii - mică
2	28025	E8003SB Pernuță cap CT pentru copii - medie
3	28026	E8003SC Pernuță cap CT pentru copii - mare
4	20603	E8003DG Bloc de spumă
5	28060	E8005BD Burete, extensie
6	23802	E8005AG Cureaua de poziționare a corpului pentru copii, lată
7	28057	E8005AJ Burete de poziționare pentru copii
8	28058	E8005AH Cureaua de poziționare a corpului pentru copii - îngustă
9	26940	E8005BA Curele de poziționare a încheieturii pentru copii
10	23531	E8002BB Curele de poziționare a capului pentru copii
11	21540	E8005AK Suport de poziționare pentru copii

Notă: Orice incident grav legat de utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității medicale/autorității competente din locul unde este instalat dispozitivul.




Avertisment! Placa pentru pacient trebuie să fie stabilă înainte de încărcarea pacientului pentru a preveni căderea acestuia.



Avertisment! Înainte de începerea procedurii, pacientul trebuie să fie fixat corespunzător în kitul cradle, iar kitul cradle trebuie fixat de masă cu curele pentru a preveni căderea pacientului.

Configurare






Avertisment! Nu poziționați părțile anatomice de interes peste joncțiuni.





Kitul ar trebui să fie la aproximativ ~12 in. sau ~30,5 cm de capătul mesei, astfel încât să nu existe interferențe cu zăvorul extensorului de masă.







Curățarea și dezinfectarea

Curățați îndepărtând reziduurile și dezinfectați conform instrucțiunilor producătorului/practicilor locale ale instituției de curățare a mediului de lucru, utilizând:

- Înlăbitor obișnuit pentru uz casnic - diluat 10:1 (timp minim de dezinfecție 5 minute)
- Șervețele cu înălbitor Sani-Cloth® de la PDI
- Șervețele germicide cu înălbitor de la Clorox Healthcare®
- Spray de curățare germicid cu înălbitor de la Clorox Healthcare®
- Șervețele dezinfectante de curățare cu peroxid de hidrogen de la Clorox Healthcare®
- Soluție de curățare cu înălbitor pentru suprafețe multiple Clorox®
- Soluție germicidă cu înălbitor Micro-Kill Bleach de la Medline
- Șervețele germicide cu înălbitor Micro-Kill Bleach de la Medline



Avertisment! Clătiți ÎNTOTDEAUNA produsele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri ale soluției de curățare/dezinfectare. Neefectuarea acestei acțiuni poate conduce la vătămarea pacientului.