


Detský polohovateľ pre CT systémy GE

Návod na použitie



Important Information

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko - E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr- E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT


sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Manufactured By:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Not Made With
Natural Rubber
Latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



WARNING:

This product can expose you to chemicals which is known to the State of California to cause reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrroldione (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trixylyl phosphate (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Komponenty



Položka	Číslo dielu	Popis
1	28024	E8003SA CT Detský vankúš na hlavu - malý
2	28025	E8003SB CT Detský vankúš na hlavu - stredný
3	28026	E8003SC CT detský hlavový vankúš - veľký
4	20603	E8003DG Penový blok
5	28060	E8005BD Podložka, predĺženie
6	23802	E8005AG Detský polohovateľný popruh na telo, široký
7	28057	E8005AJ Podložka pre detské polohovacie zariadenie
8	28058	E8005AH Popruh na telo detského polohovacieho zariadenia - úzky
9	26940	E8005BA Zápästné popruhy pre detské polohovacie zariadenie
10	23531	E8002BB Popruhy na hlavu detského polohovacieho zariadenia
11	21540	E8005AK Kolíska na polohovanie dieťaťa

Pozn: Každý závažný incident súvisiaci s používaním pomôcky by sa mal nahlásiť výrobcovi a zdravotníckemu orgánu/príslušnému orgánu v mieste inštalácie pomôcky.




Varovanie! Doska pacienta musí byť pred naložením pacienta stabilná, aby sa zabránilo jeho pádu.



Varovanie! Pred začatím zákroku musí byť pacient vhodne upevnený v polohovacom zariadení a polohovacie zariadenie musí byť pripevnené k stolu pomocou popruhov, aby sa zabránilo pádu pacienta.


Nastavenie






Varovanie! Neumiestňujte anatómiu záujmu nad križovatky.



Polohovacie zariadenie by malo byť vzdialené približne ~ 12 palcov alebo ~ 30,5 cm od konca stola, aby do neho nezasahovala západka nástavca stola.







Čistenie a dezinfekciu

Čistenie odstránením nečistôt a dezinfekcia podľa pokynov výrobcu/podľa miestnych postupov čistenia životného prostredia v zariadení s použitím:

- Bežné domáce bielidlo - zriedené v pomere 10:1 (minimálny čas dezinfekcie 5 minút)
- Bieliace utierky Sani-Cloth® od spoločnosti PDI
- Bieliace baktericídne utierky od spoločnosti Clorox Healthcare®
- Bieliaci germicídny čistiaci sprej od spoločnosti Clorox Healthcare®
- Čistiace dezinfekčné obrúsky s peroxidom vodíka od spoločnosti Clorox Healthcare®
- Clorox® Čistiaci prostriedok na rôzne povrchy s bielidlom
- Micro-Kill Bleach Germicidný bieliaci roztok od Medline
- Micro-Kill Bleach Germicídne bieliace utierky od Medline



Varovanie! Výrobky VŽDY opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho/dezinfekčného roztoku. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poraneniu pacienta.