


KOMPLET ZA NAMESTITEV OTROKA V SISTEME GE CT

Navodila za uporabo



Pomembne informacije

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Proizvajalec:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 ZDA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Ni proizvedeno z
lateksom iz
naravnega
kavčuka



Ni sterilno.




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



OPOZORILO:

Prek tega izdelka lahko pridete v stik s kemikalijami, za katere je v ameriški zvezni državi Kalifornija znano, da škodujejo organom za razmnoževanje. Več informacij najdete na spletni strani www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirolidon (NMP) št. CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Sestavni deli



Kos	Številka dela	Opis
1	28024	E8003SA otroški vzglavnik za CT – majhni
2	28025	E8003SB otroški vzglavnik za CT – srednji
3	28026	E8003SC otroški vzglavnik za CT – veliki
4	20603	E8003DG penasti podstavek
5	28060	E8005BD podloga, podaljšek
6	23802	E8005AG telesni pas za namestitev otroka, široki
7	28057	E8005AJ podloga za namestitev otroka
8	28058	E8005AH telesni pas za namestitev otroka, ozki
9	26940	E8005BA zapestna trakova za namestitev otroka
10	23531	E8002BB naglavni trakovi za namestitev otroka
11	21540	E8005AK podstavek za namestitev otroka

Opomba: O vsakem resnem incidentu, ki je povezan z uporabo pripomočka, je treba poročati proizvajalcu in zdravstvenemu organu oziroma pristojnemu organu, kjer je pripomoček nameščen.




Opozorilo! Deska za pacienta mora biti stabilna, preden nanjo namestite pacienta, da ta ne more pasti.



Opozorilo! Pred začetkom postopka mora biti pacient ustrezno fiksiran v komplet za namestitev, komplet za namestitev pa mora biti s pasovi pritrjen na mizo, da pacient ne more pasti.

Namestitev






 **Opozorilo!** Delov telesa, ki jih želite posneti, ne postavljajte pod spoje.





Komplet za namestitev naj bo od konca mize oddaljen približno ~12 in ali ~30,5 cm, zato da zapah na podaljšku mize ne povzroča motenj.







Čiščenje in razkuževanje

Pri čiščenju odstranite umazanijo in razkužite po navodilih proizvajalca/v skladu z lokalno prakso čiščenja prostorov v objektih, pri čemer uporabite:

- običajno belilo za gospodinjsko uporabo – redčeno 10 : 1 (čas razkuževanja: vsaj 5 minut),
- robčke z belilom Sani-Cloth® znamke PDI,
- protibakterijske robčke z belilom znamke Clorox Healthcare®,
- protibakterijsko razkužilo z belilom v razpršilu znamke Clorox Healthcare®,
- razkužilne robčke z vodikovim peroksidom znamke Clorox Healthcare®,
- večnamensko čistilo z belilom Clorox®,
- protibakterijsko belilno raztopino Micro-Kill Bleach znamke Medline,
- protibakterijske robčke z belilom Micro-Kill Bleach znamke Medline.



Opozorilo! Izdelke VEDNO sperite s čisto vodo, da odstranite morebitne ostanke raztopine za čiščenje/razkuževanje. Sicer se lahko pri pacientu pojavijo poškodbe.