


Barnfixering för GE CT-system


Användningsinstruktioner



Viktig information

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt - E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermekek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE CT системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Tillverkad av:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Inte gjord med
naturlig
gummilatex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



VARNING:

Denna product kan utsätta dig för kemikalier som är kända för staten Kalifornien för att orsaka reproduktionsskador. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov. 1-metyl-2-pyrroldon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponenter



Artikel	Artikelnummer	Beskrivning
1	28024	E8003SA CT Huvudkudde för barn - Liten
2	28025	E8003SB CT Huvudkudde för barn - Medium
3	28026	E8003SC CT Huvudkudde för barn - Stor
4	20603	E8003DG Skumblock
5	28060	E8005BD Kudde, förlängning
6	23802	E8005AG Kroppsrem för barnfixerare, Bred
7	28057	E8005AJ Kudde för barnfixering
8	28058	E8005AH Kroppsrem för barnfixerare - Smal
9	26940	E8005BA Handledsremmar för barnfixering
10	23531	E8002BB Huvudremmar för barnfixering
11	21540	E8005AK Vagga för barnfixering

Obs! Alla allvarliga incidenter relaterade till användningen av enheten ska rapporteras till tillverkaren och den hälsovärdsmyndighet/behöriga myndighet där enheten är installerad.




Varning! Patientbordet måste vara stabilt innan patienten förflyttas för att förhindra att patienten faller ned.



Varning! Innan proceduren påbörjas måste patienten säkras ordentligt i fixeraren och fixeraren måste fästas vid bordet med remmar för att förhindra att patienten faller.

Uppsättning






 **Varning!** Placera inte anatomi av intresse över förbindelser.






Fixeraren ska vara ca ~12 tum eller ~30,5 cm från bordets ände så att det inte finns några störningar från bordsförlängningsspärren.







Rengöring och desinfektion

Rengör genom att avlägsna smuts och desinficera enligt tillverkarens instruktioner/enligt anläggningens miljörengöring med:

- Vanligt hushållsblekmedel - utspätt 10:1 (Minsta desinfektionstid är 5 minuter)
- Sani-Cloth® våtservett med blekmedel av PDI
- Bakteriedödande våtservetter med blekmedel av Clorox Healthcare®
- Bakteriedödande rengöringsspray med blekmedel av Clorox Healthcare®
- Desinficerande väteperoxidrengöringsdukar av Clorox Healthcare®
- Clorox® Multirengöringsmedel med blekmedel
- Micro-Kill-blekmedel bakteriedödande blekmedel av Medline
- Micro-Kill-blekmedel bakteriedödande våtservetter med blekmedel av Medline



Varning! Skölj ALLTID produkterna med rent vatten för att avlägsna eventuella rester från rengörings-/desinficeringslösningen. Underlåtenhet att göra det kan leda till patientskada.