

Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer Kasutusjuhend



et - E8823MR Lapse positsioneerija Kasutamiseks süsteemidega Premier, Voyager, Explorer



en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier, Voyager, Explorer システム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatriczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premier, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer




Tootja:
Domco Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430, USA
810-750-5300
DomcoMed.com



DomcoMed.com/eifu



Ei sisalda
looduslikku
kumilateksit




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



HOIATUS!

Selle toote korral võite kokku puutuda kemikaalidega, mis California osariigile teadaolevalt kahjustab paljunemisvõimet. Lisateavet vaadake aadressilt www.P65Warnings.ca.gov. 1-metüül-2-pürrolidoon (NMP)
CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; triksülülfosfaat (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Komponendid



Nr	Osa number	Kirjeldus
1	21349	E8005AN MR/NUC Lapse suur peapadi
2	21350	E8005AM MR/NUC Lapse keskmine peapadi
3	21351	E8005AL MR/NUC Lapse väike peapadi
4	20603	E8003DG Vahtplokk
5	28060	E8005BD Pikenduspolster
6	23802	E8005AG Lapse positsioneerija lai keharihm
7	28057	E8005AJ Lapse positsioneerija polster
8	28058	E8005AH Lapse positsioneerija kitsas keharihm
9	26940	E8005BA Lapse positsioneerija randmerihmad
10	23531	E8002BB Lapse positsioneerija pearihmad
11	21540	E8005AK Lapse positsioneerija peatugi

Märkus. Kõigist seadme kasutamisega seotud tõsistest juhtumitest tuleb tootjat ja seadme kasutuskohas asjakohast tervishoiuasutust / pädevat asutust teavitada.




Hoiatus! Patsiendi laud tuleb enne patsiendi pealeminekut/-panekut stabiilsesse asendisse seada, et vältida patsiendi kukkumist.



Hoiatus! Enne protseduuri alustamist peab patsient olema nõuetekohaselt positsioneerijasse kinnitatud ja positsioneerija rihmadega laua külge kinnitatud, et vältida patsiendi kukkumist.

Seadistamine







Hoiatus! Ära paigutage uuritavat kehaosa liitumiskohtadele.





Positsioneerija peab asuma laua otsast umbes 30,5 cm kaugusel, et lauapikenduse kinnitus uuringut ei takistaks.







Puhastamine ja desinfitseerimine

Eemaldage saaste ja desinfitseerige tootja juhiste / kohaliku asutuse keskkonnapuhastusmeetodite kohaselt, kasutades järgmisi vahendeid.

- Tavaline majapidamises kasutatav valgendi – lahjendatud vahekorras 10 : 1 (minimaalne desinfitseerimisaeg 5 minutit)
- PDI desinfitseerimislapid Sani-Cloth® Bleach Wipes
- Clorox Healthcare®-i bakteritsiidsed desinfitseerimislapid Bleach Germicidal Wipes
- Clorox Healthcare®-i bakteritsiidne desinfitseeriv puhastussprei Bleach Germicidal Cleaner Spray
- Clorox Healthcare®-i vesinikperoksiidiga puhastus-/desinfitseerimislapid Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes
- Desinfitseeriv pindade üldpuhastusvahend Clorox® Multi Surface Cleaner + Bleach
- Medline'i bakteritsiidne desinfitseerimislahus Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Solution
- Medline'i bakteritsiidsed desinfitseerimislapid Micro-Kill Bleach Germicidal Bleach Wipes



Hoiatus! Loputage tooteid ALATI puhta veega, et eemaldada kõik puhastus-/desinfitseerimisvahendite jäägid. Muidu esineb patsiendi vigastusoht.