


Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer

Használati útmutató



hu – E8823MR Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer



EN - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatriczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer

**Gyártja:**
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com


DomicoMed.com/eifu


A termék nem tartalmaz természetes gumi latexet



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



FIGYELEM:

A termék olyan vegyi anyagoknak teheti ki a felhasználót, amely Kalifornia államban végzett vizsgálatok alapján károsítja a reprodukív rendszert. További információ az alábbi címen található:
www.P65Warnings.ca.gov 1-metil-2-pirrolidon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trietil foszfát (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8


28634-303-000 Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer

Használati útmutató

Kiadás dátuma: 07JUL2021

2 / 8 oldal

Komponensek



Tétel	Alkatrész szám	Leírás
1	21349	E8005AN MR/NUC Gyermekek fejrögzítő betét, nagy
2	21350	E8005AM MR/NUC Gyermekek fejrögzítő betét, közepes
3	21351	E8005AL MR/NUC Gyermekek fejrögzítő betét, kicsi
4	20603	E8003DG Szivacs kocka
5	28060	E8005BD Lap, hosszabbító
6	23802	E8005AG Gyermekek teströgzítő szett, teströgzítő pánt, széles
7	28057	E8005AJ Gyermekek bölcső szett lap
8	28058	Gyermekek bölcső szett, teströgzítő pánt, keskeny
9	26940	E8005BA Gyermekek teströgzítő szett, csukló pánt
10	23531	E8002BB Gyermekek teströgzítő szett, fej pánt
11	21540	E8005AK Gyermekek teströgzítő szett, bölcső

Megjegyzés: Az eszköz használatával kapcsolatos bármely komoly balesetet jelenteni kell a gyártónak és az eszköz használati helye szerint illetékes egészségügyi hatóságnak vagy más illetékes hatóságnak.



Figyelem! A beteg leesésének megelőzése érdekében a beteg rögzítődeszkáját gondosan rögzíteni kell a beteg ráfektetése előtt.

28634-303-000 Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer

Használati útmutató


Kiadás dátuma: 07JUL2021

3 / 8 oldal



Figyelem! Az eljárás megkezdése előtt a beteget megfelelően rögzíteni kell a rögzítő szetthez, a rögzítő szettet pedig pántokkal az asztalhoz kell erősíteni a beteg leesésének megelőzése érdekében.


Beállítás






Figyelem! A vizsgálandó testrészt ne helyezze az elemek csatlakozó peremei fölé.



A teströgzítő szettet az asztal szélétől kb. 12 hüvelykkel, azaz kb. 30.5 cm-rel kell elhelyezni, hogy az asztal toldóeleme ne okozzon interferenciát.







Tisztítás és fertőtlenítés

A szennyeződés eltávolítása és a fertőtlenítés a gyártó útmutatója, illetve helyi létesítményi környezeti tisztítási gyakorlat szerint kell, hogy történjen.

- Szokványos háztartási fertőtlenítő (hipó) 10:1 arányban hígítva (legalább 5 perc hatásidő)
- PDI által előállított Sani-Cloth® fertőtlenítő kendők
- A Clorox Healthcare® által előállított fertőtlenítő csírátlanító kendő
- A Clorox Healthcare® által előállított fertőtlenítő csírátlanító tisztító spray
- Clorox Healthcare® által előállított hidrogén peroxidos fertőtlenítő tisztító/fertőtlenítő kendő
- Clorox® széles spektrumú, fertőtlenítő hatású felülettisztító
- A Medline által előállított Micro-kill fertőtlenítő csírátlanító oldat (hipó)
- A Medline által előállított Micro-kill fertőtlenítő csírátlanító törlőkendő (hipó)



Figyelem! MINDIG öblítse le a termékeket tiszta vízzel, hogy ezzel eltávolítsa a tisztító/fertőtlenítő oldat esetleges maradékait. Ennek elmulasztása a beteg egészségkárosodását eredményezheti.