

Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer Lietošanas instrukcija



Iv - E8823MR Bērnū fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer

en - E8823MR Child Positioner for Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorer システム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnū fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Ražotājs:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nav ražots no
dabīgā kaučuka
lateksa




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



BRĪDINĀJUMS:

Šis produkts var pakļaut jūs ķīmiskām vielām, kas Kalifornijas štatā atzītas kā kaitējumu radošas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet www.P65Warnings.ca.gov. 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trixylyl phosphate (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Sastāvdaļas



Numurs	Daļas numurs	Apraksts
1	21349	E8005AN MR/NUC Bērnu galvas ieliktnis, liels
2	21350	E8005AM MR/NUC Bērnu galvas ieliktnis, vidējs
3	21351	E8005AL MR/NUC Bērnu galvas ieliktnis, mazs
4	20603	E8003DG putu bloks
5	28060	E8005BD spilventiņš, pagarinājums
6	23802	E8005AG Bērnu fiksatora ķermeņa sikсна, plata
7	28057	E8005AJ Bērnu fiksatora spilventiņš
8	28058	E8005AH Bērnu fiksatora ķermeņa sikсна - šaura
9	26940	E8005BA Bērnu fiksatora rokas siksnas
10	23531	E8002BB Bērnu fiksatora galvas siksnas
11	21540	E8005AK Bērnu fiksatora turētājs

Piezīme: Par jebkuru nopietnu starpgadījumu, kas saistīts ar ierīces lietošanu, jāziņo ražotājam un medicīnas iestādei/kompetentajai iestādei, kurā ierīce ir uzstādīta.




Brīdinājums! Jāpārlicinās, lai pacienta galds būtu stabils pirms ielādes, lai novērstu pacienta nokrišanu.



Brīdinājums! Pirms procedūras uzsākšanas pacients ir atbilstoši jānostiprina fiksatorā, un fiksators jāpiestiprina pie galda ar siksnām, lai novērstu pacienta nokrišanu.


Uzbūve






Brīdinājums! Nenovietojiet interesējošo ķermeņa daļu pāri savienojumiem.



Fiksatoram jāatrodas apmēram ~12collas vai ~30.5cm attālumā no galda malas, lai netraucētu galda pagarinājuma aizbīdtni.







Tīrīšana un dezinfekcija

Tīriet, noņemot netīrumus un dezinficējiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem/atbilstoši vietējai vides iekārtu tīrīšanas praksei, lietojot:

- Vienkāršu saimniecības balinātāju - atšķaidīts 10:1 (minimālais dezinfekcijas laiks -5 minūtes)
- Sani-Cloth® balinātāja salvetes no PDI
- Clorox Healthcare® germicīda balinātāja salvetes
- Clorox Healthcare® germicīda balinātāja izsmidzināmo tīrītāju
- Clorox Healthcare® ūdeņraža peroksīda tīrīšanas dezinfekcijas salvetes
- Clorox® universālo virsmu tīrītāju ar balinātāju
- Micro-Kill Bleach germicīda balinātāja šķīdumu no Medline
- Micro-Kill Bleach germicīda balinātāja salvetes no Medline



Brīdinājums! VIENMĒR noskalojiet produktus ar tīru ūdeni, lai notīrītu atlikumus no tīrīšanas/dezinfekcijas šķīdumiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt pacienta traumas.