

Pozycjoner pediatriczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer Instrukcja użytkowania



PL – Pozycjoner pediatryczny E8823MR

Do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer



en - E8823MR Child Positioner for Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier, Voyager, Explorer システム対応 チャイルドポジションナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premier, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer

 **Producent:**
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com


DomicoMed.com/eifu




Do produkcji nie
używano
lateksu z kauczuku
naturalnego




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



OSTRZEŻENIE:

Ten produkt może narazić pacjenta na kontakt z substancjami chemicznymi uznawanymi przez Stan Kalifornia za powodujące zaburzenia rozrodcze. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę www.P65Warnings.ca.gov. 1-metylo-2-pirolidon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Fosforan triksylilu (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Elementy



Pozycja	Numer katalogowy	Opis
1	21349	E8005AN Wkładka na głowę dziecka MR/NUC, duża
2	21350	E8005AM Wkładka na głowę dziecka MR/NUC, średnia
3	21351	E8005AL Wkładka na głowę dziecka MR/NUC, mała
4	20603	E8003DG Blok piankowy
5	28060	E8005BD Podkładka, przedłużenie
6	23802	E8005AG Pas do ciała do pozycjonera pediatrycznego, szeroki
7	28057	E8005AJ Podkładka pozycjonera pediatrycznego
8	28058	E8005AH Pas do ciała do pozycjonera pediatrycznego, wąski
9	26940	E8005BA Opaski na nadgarstek do pozycjonera pediatrycznego
10	23531	E8002BB Pasy na głowę do pozycjonera pediatrycznego
11	21540	E8005AK Łoże do pozycjonera pediatrycznego

Uwaga: Wszelkie poważne zdarzenia związane z korzystaniem z tego urządzenia należy zgłaszać zarówno producentowi, jak i organowi ds. zdrowia/właściwemu organowi kraju, w którym urządzenie jest zainstalowane.




Ostrzeżenie! Przed umieszczeniem pacjenta należy zadbać o stabilność blatu pacjenta, aby zapobiec jego upadkowi.



Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem procedury pacjent musi być odpowiednio zabezpieczony w pozycjonerze oraz pozycjoner musi być przymocowany do stołu za pomocą pasów, aby zapobiec upadkowi pacjenta.


Konfiguracja






Ostrzeżenie! Nie umieszczaj anatomii będącej przedmiotem zainteresowania nad połączeniami.



Pozycjoner powinien znajdować się około ~30,5 cm lub ~12 cali od końca stołu, aby zatrząsk przedłużenia stołu nie powodował zakłóceń.







Czyszczenie i dezynfekcja

Urządzenie należy czyścić poprzez usunięcie zabrudzeń oraz zdezynfekować zgodnie z instrukcją producenta/obowiązującą w placówce praktyką czyszczenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska z użyciem następujących środków:

- Zwykły środek wybielający do użytku domowego – w rozcieńczeniu 10:1 (minimalny czas dezynfekcji 5 minut)
- Chusteczki dezynfekcyjne Sani-Cloth® firmy PDI
- Chusteczki bakteriobójcze nasączone środkiem na bazie wybielacza firmy Clorox Healthcare®
- Bakteriobójczy środek do czyszczenia na bazie wybielacza w sprayu firmy Clorox Healthcare®
- Chusteczki dezynfekujące z nadtlenkiem wodoru firmy Clorox Healthcare®
- Środek czyszczący do wielu powierzchni na bazie wybielacza Clorox®
- Bakteriobójczy środek bakteriobójczy na bazie wybielacza Micro-Kill firmy Medline
- Bakteriobójcze chusteczki nasączone środkiem na bazie wybielacza Micro-Kill firmy Medline



Ostrzeżenie! Dezynfekowane produkty należy W KAŻDYM PRZYPADKU spłukiwać czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości roztworu czyszczącego/dezynfekującego. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować urazami pacjenta.