

Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer Instrucțiuni de utilizare



ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric Pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer



en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier, Voyager, Explorer システム対応 チャイルドポジションナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuza mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Producător:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 SUA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nu este realizat cu
latex din cauciuc
natural




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



AVERTISMENT:

Produsul vă poate expune la substanțe chimice cunoscute în statul California ca a afecta reproducerea. Pentru informații suplimentare accesați www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirolidonă (NMP) CAS: 872-50-4, CE: 212-828-1; fosfat de trixiliil (TXP) CAS: 25155-23-1, CE: 246-677-8

Componente



Articol	Număr componentă	Descriere
1	21349	E8005AN Inserție cap RM/NUC pentru copii, mare
2	21350	E8005AM Inserție cap RM/NUC pentru copii, medie
3	21351	E8005AL Inserție cap RM/NUC pentru copii, mică
4	20603	E8003DG Bloc de spumă
5	28060	E8005BD Burete, extensie
6	23802	E8005AG Cureaua de poziționare a corpului pentru copii, lată
7	28057	E8005AJ Burete de poziționare pentru copii
8	28058	E8005AH Cureaua de poziționare a corpului pentru copii - îngustă
9	26940	E8005BA Curele de poziționare a încheieturii pentru copii
10	23531	E8002BB Curele de poziționare a capului pentru copii
11	21540	E8005AK Suport de poziționare pentru copii

Notă: Orice incident grav legat de utilizarea dispozitivului trebuie raportat producătorului și autorității medicale/autorității competente din locul unde este instalat dispozitivul.




Avertisment! Placa pentru pacient trebuie să fie stabilă înainte de încărcarea pacientului pentru a preveni căderea acestuia.



Avertisment! Înainte de începerea procedurii, pacientul trebuie să fie fixat corespunzător în kitul de leagăn, iar kitul de leagăn trebuie fixat de masă cu curele pentru a preveni căderea pacientului.

Configurare






Avertisment! Nu poziționați părțile anatomice de interes peste joncțiuni.





Kitul ar trebui să fie la aproximativ ~12 in. sau ~30,5 cm de capătul mesei, astfel încât să nu existe interferențe cu zăvorul extensorului de masă.







Curățarea și dezinfectarea

Curățați îndepărtând reziduurile și dezinfectați conform instrucțiunilor producătorului/practicilor locale ale instituției de curățare a mediului de lucru, utilizând:

- Înlăbitor obișnuit pentru uz casnic - diluat 10:1 (timp minim de dezinfecție 5 minute)
- Șervețele cu înălbitor Sani-Cloth® de la PDI
- Șervețele germicide cu înălbitor de la Clorox Healthcare®
- Spray de curățare germicid cu înălbitor de la Clorox Healthcare®
- Șervețele dezinfectante de curățare cu peroxid de hidrogen de la Clorox Healthcare®
- Soluție de curățare cu înălbitor pentru suprafețe multiple Clorox®
- Soluție germicidă cu înălbitor Micro-Kill Bleach de la Medline
- Șervețele germicide cu înălbitor Micro-Kill Bleach de la Medline



Avertisment! Clătiți ÎNTOTDEAUNA produsele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri ale soluției de curățare/dezinfectare. Neefectuarea acestei acțiuni poate conduce la vătămarea pacientului.