

Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer Instrucciones de uso



es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer



EN - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジショナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 儿童体位固定装置 - 适用系统 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premier, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиционер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Fabricado por:
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



No hecho con
Látex de caucho
natural




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Fl.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



¡Advertencia!

Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. 1-metil-2-pirrolidona (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Fosfato de trixililo (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Componentes



Artículo	Número de parte	Descripción
1	21349	E8005AN Cabezal infantil MR/NUC, grande
2	21350	E8005AM Cabezal infantil MR/NUC, mediano
3	21351	E8005AL Cabezal infantil MR/NUC, pequeño
4	20603	E8003DG Bloque de espuma
5	28060	E8005BD Almohadilla, extensión
6	23802	E8005AG Correa corporal para posicionador infantil, ancho
7	28057	E8005AJ Almohadilla para posicionador infantil
8	28058	E8005AH Correa corporal para posicionador infantil - Angosto
9	26940	E8005BA Correas para la muñeca para posicionador infantil
10	23531	E8002BB Correas para la cabeza para posicionador infantil
11	21540	E8005AK Cuna para posicionador infantil

Note: Cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo debe informarse al fabricante y a la autoridad sanitaria/autoridad competente donde está instalado el dispositivo.




¡Advertencia! La placa de traslado del paciente debe estar estable antes de colocar al paciente para evitar que se caiga.



¡Advertencia! Antes de iniciar el procedimiento, el paciente debe sujetarse de manera segura en el posicionador, el posicionador debe asegurarse a la mesa con correas para evitar que el paciente se caiga. Instrucciones de uso del posicionador infantil 28634-303-000 para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
Fecha de emisión: 07JUL2021

Configuración







 **¡Advertencia!** No coloque la anatomía de interés sobre las uniones.





El posicionador debe estar aproximadamente a ~12 pulgadas o ~30.5 cm del extremo de la mesa para que no haya interferencia del pestillo del extensor de la mesa.







Limpieza y desinfección

Limpie quitando la suciedad y desinfecte de acuerdo con las instrucciones del fabricante/las prácticas de limpieza ambiental de las instalaciones locales utilizando:

- Lejía doméstica común - Diluida 10:1 (5 minutos de tiempo mínimo de desinfección)
- Toallitas con lejía Sani-Cloth® de PDI
- Toallitas germicidas con lejía de Clorox Healthcare®
- Spray limpiador germicida con lejía de Clorox Healthcare®
- Toallitas limpiadoras desinfectantes con peróxido de hidrógeno de Clorox Healthcare®
- Limpiador de superficies múltiples con lejía Clorox®
- Solución de lejía germicida Micro-Kill Bleach de Medline
- Toallitas con lejía germicida Micro-Kill Bleach de Medline



¡Advertencia! SIEMPRE enjuague los productos con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución de limpieza/desinfección. No hacerlo puede resultar en lesión del paciente.