

Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer Användningsinstruktioner



sv - E8823MR Barnfixerare

För användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer



EN - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
ja - E8823MR Premier, Voyager, Explorer システム対応 チャイルドポジションナー
bg - E 8823MR Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier, Voyager, Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuza mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



Tillverkad av:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Inte gjord med
naturlig
gummilates




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



VARNING:

Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier som är kända för staten Kalifornien för att orsaka reproduktionsskador. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov. 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; Trixylylfosfat (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Komponenter



Artikel	Artikelnummer	Beskrivning
1	21349	E8005AN MR/NUC Barn huvudöppning, Stor
2	21350	E8005AM MR/NUC Barn huvudöppning, Medium
3	21351	E8005AL MR/NUC Barn huvudöppning, Liten
4	20603	E8003DG Skumblock
5	28060	E8005BD Kudde, förlängning
6	23802	E8005AG Kroppsrem för barnfixerare, Bred
7	28057	E8005AJ Kudde för barnfixering
8	28058	E8005AH Kroppsrem för barnfixerare - Smal
9	26940	E8005BA Handlesremmar för barnfixering
10	23531	E8002BB Huvudremmar för barnfixering
11	21540	E8005AK Vagga för barnfixering

Obs! Alla allvariga incidenter relaterade till användningen av enheten ska rapporteras till tillverkaren och den hälsovärdsmyndighet/behöriga myndighet där enheten är installerad.




Varning! Patientbordet måste vara stabilt innan patienten förflyttas för att förhindra att patienten faller ned.



Varning! Innan proceduren påbörjas måste patienten säkras ordentligt i fixeraren och fixeraren måste fästas vid bordet med remmar för att förhindra att patienten faller.

Uppsättning






 **Varning!** Placera inte anatomi av intresse över förbindelser.





Fixeraren ska vara ca ~12 tum eller ~30,5 cm från bordets ände så att det inte finns några störningar från bordsförlängningsspärren.







Rengöring och desinfektion

Rengör genom att avlägsna smuts och desinficera enligt tillverkarens instruktioner/enligt anläggningens miljörengöring med:

- Vanligt hushållsblekmedel - utspätt 10:1 (Minsta desinfektionstid är 5 minuter)
- Sani-Cloth® våtservett med blekmedel av PDI
- Bakteriedödande våtservetter med blekmedel av Clorox Healthcare®
- Bakteriedödande rengöringsspray med blekmedel av Clorox Healthcare®
- Desinficerande väteperoxidrengöringsdukar av Clorox Healthcare®
- Clorox® Multirengöringsmedel med blekmedel
- Micro-Kill-blekmedel bakteriedödande blekmedel av Medline
- Micro-Kill-blekmedel bakteriedödande våtservetter med blekmedel av Medline



Varning! Skölj ALLTID produkterna med rent vatten för att avlägsna eventuella rester från rengörings-/ desinficeringslösningen. Underlåtenhet att göra det kan leda till patientskada.